

Návod k použití Masážní podložky



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití!

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje a adaptéru. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Po každém použití nebo před údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přírodní kabel.
- Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.
- Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis.
- Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.
- Přístroj byl vyroben pro domácí použití.
- Čištění provádějte měkkým hadříkem při vypnutém přístroji a vytaženém adaptéru z el sítě.
- Maximální doba masáže je 30 minut-nepoužívejte přístroj déle-mohlo by dojít k poškození přístroje.
- **Zařízení má 4 motory pro masáž a 8 režimů s nastavením intenzity ve 3 stupních.**

Upozornění: Výrobek je vybaven přírodním kabelem, který v případě poškození smí vyměnit pouze autorizovaný servis.

2. Obsluha přístroje:

1. Umístěte podložku na židli, křeslo nebo sedačku v automobile a upevněte gumovými popruhy.
2. Před uvedením do provozu zapojte kabel z adaptéru do přístroje a následně adapter zapojte k síti. Pro použití v automobilu zapojte adapter s cigaretovým nástavcem.
3. Pohodlně se usadte.
4. Zapněte přístroj zlatým tlačítkem ON/OFF (po ukončení masáže vypněte zlatým tlačítkem).
5. Zvolte typ masáže tlačítkem Function. Na výber máte 8 možností (Horní motor, spodní motory, prostřední motor, všechny motory, pulzování, intenzivní masáž, jemná masáž)
6. Tlačítkem Heat máte možnost zapnout nebo vypnout ohřev.
7. Tlačítkem Intenzity volíte ze 3 stupňů intenzity masáže.
8. Tlačítkem Timer zvolíte délku masáže 15 nebo 30 minu.
9. Pokud chcete ukončit masáž dříve stiskněte zlaté tlačítko ON/OFF.



přístroj odpovídá evropským normám.



přístroj odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace).



přístroj nepotřebuje zemnění.



nepoužívejte přístroj ve vaně ani ve sprše.